



MaiMed[®] - pore

Produktdaten: *Product Specification:*



Produktbeschreibung: *Product Description:*

Weißes Heft- und Fixierpflaster auf der Rolle. Längs und quer reißbar.
Aus porösem Vlies mit Polyacrylat-Kleber.
White adhesive plaster on a roll. Tearable lengthwise and crosswise. Made of non-woven porous fabric and polyacrylate adhesive.

Bemerkungen: *Remarks:*

Zur komfortablen Befestigung von Verbänden.
For convenient fixing of bandages.

Ausführungen: *Sizes:*

MaiMed-pore, unsteril, in Box / non sterile, in a box

Artikelbeschreibung / Article Description	Größe / Size	Farbe / Colour	Box-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Heftpflaster / Adhesive plaster	1,25 cm x 9,1 m	weiß / white	24 Stck. / pcs.	77175	4046153027903	4002616	24
Heftpflaster / Adhesive plaster	2,50 cm x 9,1 m	weiß / white	12 Stck. / pcs.	77180	4046153027941	4002622	24
Heftpflaster / Adhesive plaster	5,00 cm x 9,1 m	weiß / white	6 Stck. / pcs.	77185	4046153027965	4002674	24
Heftpflaster / Adhesive plaster	7,50 cm x 9,1 m	weiß / white	4 Stck. / pcs.	77190	4046153027989	-	24

Qualitätssicherung: *Quality Management:*

MPG, Richtlinie 93/42/EWG
CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level
CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit: *Shelf Life:*

 5 Jahre / 5 years

Material: *Material:*

Trägermaterial: Vliesstoff
Backing material: Non-woven fabric

Kleber: Polyacrylat-Kleber
Adhesive: Polyacrylate adhesive

Symbole: *Symbols:*



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further information about the symbols on our homepage www.MaiMed.de

